

Score[®]

experts in seating

score balance

met lendensteun
with lumbar support
mit Lendenstütze

handleiding
manual
gebrauchsanweisung



dental



medical



industry



office



table of contents


inhoudsopgave / inhaltsverzeichnis

Nederlands	pagina	Deutsch	seite
onderdelen	4	bestandteile	18
afmetingen	4	maße	18
montage	5	montage	19
schoonmaakinstructies	6	reinigung	20
onderhoud	7	wartung	21
verstellingen	8	einstellungen	22
gebruiksaanwijzing	9	gebrauchsanweisung	23

English	page
components	11
dimensions	11
mounting	12
cleaning	13
maintenance	14
adjustments	15
instructions for use	16

 Raadpleeg voor gebruik van de stoel de handleiding


onderdelen





Gasveer




Onderstel



Zwenkwielen
5x



Zitting
1) zadel
2) medical line




Lendensteun




Borgpinnen
2x

afmetingen


score amazone



score jumper



score medical 6100 / medical 6300



Zithoogtebereik

Genoemde hoogtes in de tekening zijn op basis van het standaard model met gasveer MID31 (20 cm)


Gasveer laag

Verstelbereik MID 25: 15 cm


Gasveer hoog (Jumper en Amazone zadelkrukken)

Verstelbereik MID 38: 25 cm


montage




Plaats de wielen in het onderstel




Haal de dop van de gaslift




Plaats de gaslift in het onderstel




Druk de zitting op de gaslift




Draai de hendel van de lendensteun een kwartslag omhoog



Plaats de lendensteun in het mechaniek



Draai de hendel een kwartslag terug om de lendensteun op de gewenste hoogte te vergrendelen



Steek de borgpinnen in de rugstang

schoonmaakinstructies

Schoonmaken van oppervlakten, verchromde en gecoate onderdelen en wielen

De onderdelen reinigen met een vochtige doek eventueel voorzien van een mild reinigingsmiddel zonder schuurmiddel. Na het gebruik van een vochtige doek onderdelen nadrogen met een droge doek. De dunnere buis op de gasveer is voorzien van vet en een vetschraper. Deze buis houdt zichzelf schoon. Het vette gedeelte mag nooit met water of een ander reinigingsmiddel worden afgenomen.

Reinigingsmethode Stamskin Top

Stamskin Top dagelijks afnemen met een vochtige lauwwarme doek. Gebruik eventueel een milde zeep (Ph neutraal, vrij van zure of alkalische hulpstoffen). Gebruik geen schoonmaakmiddelen op basis van alcohol, chloor, ammonia of op basis van zuur tijdens het reguliere onderhoud. Gebruik ook geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Na het reinigen de stoffering nadrogen met een droge doek.

Voor algemene vlekken adviseren we Stamskin Cleaner. Met behulp van een zacht borsteltje kun je Stamskin Cleaner met draaiende bewegingen aanbrengen op het te behandelen oppervlak. Laat de Stamskin Cleaner 3 minuten inwerken. Verwijder daarna met een droge doek de Stamskin Cleaner samen met het vuil.

Indien bloed of andere lichaamsstoffen in contact komen met de Stamskin Top stoffering, deze onmiddellijk desinfecteren met een koude oplossing van 10.000 ppm chloorine en water. Na het afnemen met een schone natte doek de plek afnemen en daarna afdrogen met een schone droge doek.

Voor Stamskin Top is een lijst van geteste schoonmaakmiddelen beschikbaar. Indien je twijfels hebt over jouw schoonmaakmiddel, neem dan contact op met de Score leverancier.

Reinigingsmethode PUxx

PUxx dagelijks afnemen met een vochtige lauwwarme doek, gebruik eventueel een reinigingsmiddel. PUxx is bestand tegen de

meeste schoonmaak- en desinfectiemiddelen op basis van 70% alcohol, chloor of ammoniak. Volg hierbij de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel. De schoonmaak- en desinfectiemiddelen altijd afnemen met een schone vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen. Na het reinigen, de stoffering afdrogen met een droge doek.

De PUxx delen die in aanraking komen met de huid (b.v. gestoffeerde armleggers) af en toe afnemen met voldoende warm water in combinatie met Nirocleaner of een ander alkalisch schoonmaakmiddel om de achtergebleven zeep en huidvetten te verwijderen. Gebruik eventueel een borsteltje. Laat deze schoonmaakmiddelen bij voorkeur 3 minuten inwerken voordat je het schoonmaakmiddel en het vuil verwijderd met een doek met schoon water. Door het goed verwijderen van het schoonmaak product, vindt minder snel vervuiling plaats.

Bloedvlekken onmiddellijk verwijderen met een koud desinfectiemiddel. Na het desinfecteren, de stoffering afdrogen met een droge doek.

Eigenschappen Stamskin Top

- Meervoudig gelaagde kunstleer PVC op een basisdoek van Polyamide-jersey.
- Urine-, bloed-, zweet-, schimmel- en waterbestendig.
- Wrijvingsweerstand > 120.000 Martindale (EN ISO 5470-2).
- Brandwerendheid: M2/NFP92.507, Test cigarette / Match EN 1021.1-1021.2, IMO MSC.307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855.
- Schimmelwerend: Degree 0, uitstekend (EN ISO 846-A).
- Sanitized® hygiëne functie: bescherming tegen de vorming van schimmels en algen.

- Biociden: Stamskin Top bevat Folpet (N°528/2012/CE-Folpet), een antischimmel-additief dat wordt gebruikt om het uiterlijk en de fysieke eigenschappen te behouden en de levensduur van deze artikelen te verlengen. Folpet behoort tot de groep van ftalaten (weekmakers). Patiëntenstoel voorzien van PUxx stoffering zijn vrij van ftalaten/weekmakers.

onderhoud

Controleer het product periodiek op werking en op beschadigingen. Periodieke controle draagt bij aan een langere levensduur en een probleemloos gebruik. Een verminderde functionaliteit kan duiden op toekomstige problemen. Is een onderdeel beschadigd of is de werking minder goed? Neem dan contact op met je Score leverancier.

Het Score zadel of de Score taboeret is ontworpen en getest voor een normaal gebruiksduur van tien jaar. De garantie op het product is vijf jaar.

Controleer het volledige product minimaal eenmaal per jaar op de werking en beschadigingen. Beschadigde onderdelen dienen vervangen te worden. Voor reparatie en/of vervanging van onderdelen, neem contact op met je Score leverancier van jouw product.

Garantie: alleen van toepassing op producten in originele staat. Garantie is uitsluitend van toepassing op een technische storing/mankement aan één of meerdere onderdelen en fabrieksfouten in de stoffering/stoffeerwijze.

Geen garantie: gebruikerssporen ontstaan door dagelijks gebruik van het product.

Eigenschappen PUxx

- 100% Polyurethaan op een drager van polyester/katoen. Volledig vrij van PVC en ftalaat vrij.
- 100% waterproof, urine- en bloedbestendig.
- Wrijvingsweerstand 300.000 Martindale (EN ISO 5470-2).
- Brandwerendheid: UK BS5852 Crib 5, EN 1021 1-2, CALL117-2013, IMO 2010 FTP: part 8
- Lichtechtheid 6-7 (8 is zeer goed).
- Zonder probleem te desinfecteren met alcohol, chloor of waterstofperoxide oplossingen.
- Oeko-Tex gecertificeerd.

Transportschade, retouren en leveranciersvoorwaarden


Neem bij zowel transportschade, retouren, defecten en leveranciersvoorwaarden contact op met jouw Score leverancier.

- **Het product is voorzien van een onbeschadigde en originele productsticker. Deze productsticker mag niet verwijderd worden. Een product zonder productsticker komt niet in aanmerking voor garantie**
- **Bewaar deze handleiding goed**
- **Gebruik de stoel niet buitenshuis**
- **Rijd niet met de stoel over kabels en/of snoeren heen**
- **Ga niet op de stoel staan**
- **Gebruik de stoel niet wanneer deze defecten heeft**
- **Gebruik de stoel niet wanneer de stoffering beschadigd is**
- **Meld defecten onmiddellijk bij jouw Score leverancier. Ter identificatie van het product, vermeld altijd het calc.nummer dat op de productsticker staat. Indien mogelijk, stuur foto's mee van de productsticker, en van het defect of beschadiging.**

score, dan zit je goed!

De Score zadelkruk Amazone en Jumper en de Score Medical Line 6211 en 6311 taboeret is een werkkruk voor professioneel gebruik. Lees voor gebruik deze handleiding. Je dient op de hoogte te zijn van de werkprotocollen van de omgeving waarin dit product is geplaatst. Deze werkkruk is niet bestemd of bedoeld voor personen met letsel, handicap of lichamelijke aandoening. Bij twijfel, neem contact op met jouw Score leverancier.

verstellingen



- 1 Trek de ring naar boven om de gasveer te bedienen en de zithoogte aan te passen. Draai de ring naar links of rechts om de weerstand van de zitting te veranderen.
- 2 Trek de voorste hendel naar boven om de lendensteun naar voren of achteren te verstellen.
- 3 Trek de achterste hendel naar achteren om de lendensteun naar boven of onderen te verschuiven.

Bekijk hier de instructievideo




Medical



Zadelkruk



gebruiksaanwijzing




Score Amazone/ Jumper


Trek de ring omhoog en stel de stoel op hoogte in. Je kniehoek is ongeveer een 115° tot 130°.

Score Medical 6211/6311


Trek de ring omhoog en stel de stoel op hoogte in. Je kniehoek is ongeveer een 100° tot 115°.



Stel de hoogte van de lendensteun in door de achterste hendel een kwartslag omhoog te draaien. Kies de hoogte van de lendensteun door deze te plaatsen in het holle gedeelte van je rug. Vergrendel de lendensteun door de hendel naar beneden te draaien.



Trek de hendel omhoog en kies de gewenste ondersteuning in je rug met een beetje meer of minder druk. Laat de hendel los om de positie van de lendensteun te vergrendelen.



Verander de weerstand van de zitting door de ring te draaien; draai de ring in de richting van de + voor een meer vaste zitting, richting van de - voor een flexibelere zitting.

 Before using the chair, consult the manual


components





Gaslift




Base



Castors
5x



Seat
1) Saddle
2) Medical Line




Lumbar support




Locking pins
2x

dimensions


score amazone



score jumper



score medical 6100 / medical 6300



Seat height range


Heights mentioned in the drawing are based on the standard model with gas spring MID31 (20 cm)

Gaslift low

adjustment range MID25: 15 cm

Gaslift high (Jumper and Amazone saddle chairs)
adjustment range MID38: 25 cm


mounting




1 Insert the castors into the base




2 Remove the cap from the gaslift




3 Insert the gaslift into the base




4 Press the seat onto the gaslift




5 Turn the lumbar support handle up a quarter turn



6 Place the lumbar support in the mechanism



7 Turn the lumbar support handle back down and lock the height position of the lumbar support



8 Insert the locking pins into the back bar

cleaning

Cleaning of surfaces, chrome-plated and coated parts and castors

Clean the parts with a damp cloth, possibly with a mild detergent without abrasives. After using a damp cloth, dry parts with a dry cloth. The thinner tube on the gaspring is equipped with grease and a grease scraper. This tube keeps itself clean. The greasy part should never be wiped with water or any other detergent.

Cleansing method Stamskin Top

Wipe Stamskin Top daily with a damp lukewarm/warm cloth. If necessary, use a mild soap (Ph neutral, free of acidic or alkaline excipients). Do not use alcohol, chlorine, ammonia or acid-based cleaning products during regular maintenance. Also, do not use solvents or abrasives. After cleaning, dry the upholstery with a dry cloth.

For general stains, we recommend Stamskin Cleaner. Using a soft brush, you can apply Stamskin Cleaner to the surface to be treated with circular movements. Leave the Stamskin Cleaner on for 3 minutes. Then use a dry cloth to remove the Stamskin Cleaner along with the dirt.

If blood or other bodily substances come into contact with the Stamskin Top upholstery, disinfect it immediately with a cold solution of 10,000 ppm chlorine and water. After wiping with a clean wet cloth, wipe the area and then dry with a clean dry cloth.

A list of tested cleaning products is available for Stamskin Top. If you have any doubts about your cleaning product, please contact the Score supplier.

Cleaning method PUxx

Wipe PUxx daily with a damp lukewarm/warm cloth, use a cleaning agent if necessary. PUxx is resistant to most cleaning and disinfecting agents based on 70% alcohol, chlorine or ammonia. Follow the instructions of the disinfectant manufacturer. Always wipe the cleaning and disinfecting products with a clean

damp cloth. Do not use solvents or abrasives. After cleaning, dry the upholstery with a dry cloth.

Occasionally wipe the PUxx parts that come into contact with the skin (e.g. upholstered armrests) with sufficient warm water in combination with Nirocleaner or another alkaline cleaning agent to remove the remaining soap and skin oils. Use a brush if necessary. It is best to leave these cleaning products on for 3 minutes before removing the detergent and dirt with a cloth with clean water. By properly removing the cleaning product, contamination is less likely to take place.

Remove blood stains immediately with a cold disinfectant. After disinfecting, dry the upholstery with a dry cloth.

Stamskin Top properties

Multi-layered artificial leather PVC on a polyamide-jersey base cloth. Resistant to urine, blood, sweat, mould, and water. Abrasion resistance > 120,000 Martindale (EN ISO 5470-2). Fire-resistance: M2/NFP92.507, Test cigarette / Match EN 1021.1-1021.2, IMO MSC.307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 part 8, Aeronautical test FAR/JAR 28-853/855.- Fungicidal: Degree 0, excellent (EN ISO 846-A). Sanitized® hygiene function: protection against mould and algae formation. Biocides: Stamskin Top contains Folpet (N°528/2012/CE-Folpet), a fungicidal additive that is used to preserve the exterior and physical properties of these items, and to extend their service life. Folpet is a phthalate (plasticizer). Patient chair with PUxx upholstery is free from phthalates/plasticizers

PUxx properties

- 100% polyurethane on polyester/cotton backing. Completely free from PVC and phthalates.
- 100% waterproof, resistant to urine and blood.
- Abrasion resistance 300,000 Martindale (EN ISO 5470-2).

- Fire-resistance: UK BS5852 Crib 5, EN 1021 1-2, CALL117-2013, IMO 2010 FTP: part 8.
- Light-fastness 6-7 (8 is very good).
- Can be disinfected using alcohol, chlorine, or hydrogen peroxide solutions.
- Oeko-Tex certified.

maintenance

Periodically check the product for function and for damage. Periodic checking contributes to a longer service life and trouble-free use. Reduced functionality may indicate future problems. Is a component damaged or is its operation impaired? If so, please contact your Score supplier.

The Score saddle or the Score stool has been designed and tested for a normal service life of ten years. The warranty on the product is five years.

Warranty: Only applicable to products in original condition. Warranty only applies to a technical malfunction/defect in one or more parts and manufacturing defects in the upholstery/upholstery method.

No warranty: signs of wear occur due to daily use of the product.

Transport damage, returns and delivery conditions


For transport damage, returns, defects and delivery conditions, please contact your Score dealer.

- **The product has an undamaged and original product sticker. This product sticker must not be removed from the chair**
- **Keep this manual in a safe place**
- **Do not use the chair outdoors**
- **Do not roll the chair over cables and/or cords**
- **Do not stand on the chair**
- **Do not use the chair when it has defects**
- **Do not use the chair when the upholstery is damaged**
- **Report defects immediately to your Score supplier. To identify the product, always mention the calc. number indicated on the product sticker. If possible, send photos of the product sticker, and of the defect or damage.**

score, then you're in the right place!

The Score Amazone and Jumper saddle chair and the Score Medical Line 6211 and 6311 stool are a work stool for professional use. Please read this manual before use. You should be aware of the working protocols of the environment in which this product is placed. This work stool is not intended or intended for persons with injury, disability or physical illness. If in doubt, contact your supplier.

adjustments




- 1 Pull the ring upwards to operate the gaslift and adjust the seat height. Rotate the ring to the left or right to change the degree of movement of the seat.
- 2 Pull the front lever upwards to adjust the lumbar support forwards or backwards.
- 3 Pull the rear lever back to slide the lumbar support up or down.

Scan to watch the instruction video here



instructions for use




Score Amazone/ Jumper


Use the ring to adjust the height of the chair to a 115 to 135-degree knee angle.

Score Medical 6211/6311


Use the ring to adjust the height of the chair to a 100 to 115-degree knee angle.



Adjust the height of the lumbar support by turning the rear lever up a notch. Choose the height of the lumbar support by placing it in the hollow part of your back. Lock the lumbar support by turning the handle downwards.





Pull the lever up and choose the support you want in your back with a little more or less pressure. Release the lever to lock the position of the lumbar support.




The degree of movement of the Balance mechanism can be adjusted by rotating the ring; Turn the ring into the direction of the + for a more fixed seat, direction of the - for a more flexible seat.

 Lesen Sie dieses Benutzershandbuch bevor Sie den Stuhl benutzen


bestandteile




Gasfeder




Fußkreuz



Lenkrollen
5x



Sitz
1) Sattel
2) Medical Line




Lendenstütze




Sicherungsstifte
2x

maße


score amazone



score jumper



score medical 6100 / medical 6300



Sitzhöhenbereich

Die in der Zeichnung genannten Höhen beziehen sich auf das Standardmodell mit Gasfeder MID31 (20 cm)

Gasfeder niedrig


Verstellbereich MID25: 15 cm

Gasfeder hoch

(Jumper und Amazone Sattelhocker)

Verstellbereich MID38: 25 cm


montage




Stecken Sie die Lenkrollen in das Fußkreuz




Entfernen Sie die Schutzkappe von der Gasfeder




Stecken Sie die Gasfeder in die runde Öffnung des Fußkreuzes




Stecken Sie den Sitz von oben auf den Schaft der Gasfeder




Drehen Sie den Griff für die Lendenstütze um eine Vierteldrehung nach oben



Setzen Sie die Lendenstütze in die Mechanik



Drehen Sie den Griff der Lendenstütze wieder nach unten und befestigen Sie die Höhenposition der Lendenstütze



Setzen Sie die Sicherungsstifte in die hintere Stange ein

reinigung

Reinigen von Oberflächen, verchromten und beschichteten Teilen und Rollen

Reinigen Sie die Teile mit einem feuchten Tuch, eventuell mit einem milden Reinigungsmittel ohne Scheuermittel. Trocknen Sie die Teile danach mit einem trockenen Tuch ab. Das dünnere Rohr an der Gasfeder ist mit Fett und einem Fettabstreifer versehen. Es hält sich selbst sauber. Der fettige Teil sollte niemals mit Wasser oder einem anderen Reinigungsmittel gereinigt werden.

Reinigung Stamskin Top

Stamskin Top täglich mit einem feuchten, (lau) warmen Tuch abwischen. Verwenden Sie bei Bedarf eine milde Seife (Ph-neutral, frei von säurehaltigen oder alkalischen Zusätzen). Verwenden Sie bei der regelmäßigen Wartung keine Reinigungsmittel auf Alkohol-, Chlor-, Ammoniak- oder Säurebasis. Benutzen Sie außerdem keine Lösungs- oder Scheuermittel. Trocknen Sie die Polster nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.

Für allgemeine Flecken empfehlen wir Stamskin Cleaner. Mit einer weichen Bürste können Sie Stamskin Cleaner in kreisenden Bewegungen auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen. Lassen Sie den Stamskin Cleaner 3 Minuten einwirken. Anschließend den Stamskin Cleaner samt Schmutz mit einem trockenen Tuch entfernen.

Wenn Blut oder andere Körperflüssigkeiten mit dem Stamskin Top-Polster in Kontakt kommen, desinfizieren Sie diese sofort mit einer kalten Lösung aus 10.000 ppm Chlor und Wasser. Wischen Sie den Bereich mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch.

Für Stamskin Top ist eine Liste getesteter Reinigungsprodukte verfügbar. Wenn Sie Zweifel an Ihrem Reinigungsprodukt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Score-Händler.

Reinigung PUxx

Wischen Sie PUxx täglich mit einem feuchten, (lau)warmen Tuch ab, verwenden Sie bei

Bedarf ein Reinigungsmittel. PUxx ist beständig gegen die meisten Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf Basis von 70 % Alkohol, Chlor oder Ammoniak. Befolgen Sie die Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers. Wischen Sie Reinigungs- und Desinfektionsmittel immer mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel. Trocknen Sie die Polster nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.

Wischen Sie PUxx-Teile, die mit der Haut in Berührung kommen (z. B. gepolsterte Armlehnen), gelegentlich mit ausreichend warmem Wasser in Kombination mit Nirocleaner oder einem anderen alkalischen Reinigungsmittel ab, um eventuelle Seifenreste und Hautfette zu entfernen. Bei Bedarf eine weiche Bürste verwenden. Lassen Sie diese Reinigungsmittel vorzugsweise 3 Minuten einwirken, bevor Sie das Reinigungsmittel und den Schmutz mit einem Tuch und klarem Wasser entfernen. Durch die ordnungsgemäße Entfernung des Reinigungsmittels ist die Wahrscheinlichkeit einer Kontamination geringer.

Blutflecken sofort mit einem kalten Desinfektionsmittel entfernen. Trocknen Sie die Polster nach der Desinfektion mit einem trockenen Tuch ab.

Eigenschaften Stamskin Top

- Mehrlagiges Kunstleder-PVC auf einem Polyamid-Jersey-Grundgewebe.
- Urin-, blut-, schweiß-, pilz- und wasserbeständig.
- Reibungswiderstand > 120.000 Martindale (EN ISO 5470-2).
- Feuerbeständigkeit: M2/NFP92.507, Test mit Zigarette/Streichholz EN 1021.1-1021.2, IMO MSC.307 (88) (201 FTP Code) Annex 1 Teil 8, Luftfahrttest FAR/JAR 28-853/855
- Antimykotisch: Grad 0, ausgezeichnet (EN ISO 846-A).
- Sanitized®-Hygienefunktion: Schutz gegen Pilz- und Algenbildung.

- Biozide: Stamskin Top enthält Folpet (Nr. 528/2012/CE-Folpet), ein antimykotisches Additiv, das verwendet wird, um das Aussehen und die physikalischen Eigenschaften zu erhalten und die Lebensdauer dieser Artikel zu verlängern. Folpet gehört zur Gruppe der Phtalate (Weichmacher. Der mit Puxx-Polsterung versehene Patientenstuhl enthält keine Phtalate/Weichmacher.

Eigenschaften von PUxx

- 100 % Polyurethan auf einem Polyester-/Baumwollträger. Komplett ohne PVC und Phtalat.
- 100 % wasserfest, urin- und blutbeständig.
- Reibungswiderstand 300.000 Martindale

wartung

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Funktion und Schäden. Eine regelmäßige Inspektion trägt zu einer längeren Lebensdauer und zu störungsfreiem Gebrauch bei. Eine verminderte Funktionsfähigkeit kann auf zukünftige Probleme hinweisen. Ist ein Bauteil beschädigt oder ist die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt? Wenden Sie sich bitte an Ihren Score Lieferanten.

Ihr Score-Stuhl ist für eine normale Nutzungsdauer von zehn Jahren konzipiert und getestet. Die Garantie auf das Produkt beträgt fünf Jahre.

Garantie: Gilt nur für Produkte im Originalzustand. Die Garantie gilt nur für einen technischen Fehler/Defekt an einem oder mehreren Teilen und Fabrikationsfehler an der Polsterung/Polsterungsweise.

Keine Garantie: Gebrauchsspuren entstehen durch den täglichen Gebrauch des Produkts.

- (EN ISO 5470-2).
- Feuerbeständigkeit: UK BS5852 Crib 5, EN 1021 1-2, CALL117-2013, IMO 2010 FTP: Teil 8
- Lichtehtheit 6-7 (8 ist sehr gut).
- Problemlos mit Alkohol-, Chlor- oder Wasserstoffperoxidlösungen desinfizierbar.
- Oeko-Tex-zertifiziert.

Transportschäden, Retouren und Lieferantenbedingungen


Im Falle von Transportschäden, Rücksendungen, Mängeln und Lieferantenbedingungen wenden Sie sich bitte an Ihren Score Lieferanten.

- **Das Produkt hat einen unbeschädigten und originalen Produktaufkleber. Dieser Produktaufkleber darf nicht von der Abdeckkappe entfernt werden**
- **Bewahren Sie diese Anleitung gut auf**
- **Benutzen Sie den Stuhl nicht im Freien**
- **Fahren Sie nicht mit dem Stuhl über Kabel und/oder Schnüre**
- **Stellen Sie sich nicht auf den Stuhl**
- **Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn er defekt ist**
- **Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn die Polsterung beschädigt ist**
- **Melden Sie Mängel unverzüglich Ihrem Score-Händler. Um das Produkt zu identifizieren, geben Sie immer die Kalkulationsnummer (welche auf dem Produktaufkleber vermerkt ist) an. Fügen Sie nach Möglichkeit Fotos des Produktaufklebers und des Defekts oder Schadens bei.**

score, dann sitzen sie gut!

Die Sattelstühle Score Amazone und Jumper sowie die Hocker Score Medical Line 6211 und 6311 sind Arbeitsstühle für den professionellen Einsatz. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der Verwendung. Sie beachten die Betriebsprotokolle der Umgebung, in der sich dieses Produkt befindet. Dieser Arbeitsstuhl ist nicht geeignet für Personen mit Verletzungen, Behinderungen oder körperlichen Beschwerden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Score-Händler.

einstellungen



- 1 Ziehen Sie den Ring nach oben, um die Gasfeder zu betätigen. Drehen Sie den Ring nach links oder rechts, um den Widerstand der Balance-Mechanik einzustellen.
- 2 Ziehen Sie den vorderen Hebel nach oben, um die Lendenstütze nach vorne oder nach hinten zu bewegen.
- 3 Ziehen Sie den hinteren Hebel nach hinten um die Lendenstütze nach oben oder unten zu bewegen.

Sehen Sie sich das Anleitungsvideo hier an




Medical



Sattelstühle



gebrauchsanweisung




Score Amazone/ Jumper


Stellen Sie den Stuhl mit Hilfe des Rings auf die richtige Höhe ein. Ihr Kniewinkel beträgt ungefähr 115° tot 130°.

Score Medical 6211/6311


Stellen Sie den Stuhl mit Hilfe des Rings auf die richtige Höhe ein. Ihr Kniewinkel beträgt ungefähr 100° tot 115°.



Stellen Sie die Höhe der Lendenstütze ein, indem Sie den hinteren Hebel eine Stufe nach oben drehen. Wählen Sie die Höhe der Lendenstütze, indem Sie sie im hohlen Teil Ihres Rückens platzieren. Fixieren Sie die Lendenstütze, indem Sie den Griff nach unten drehen.



Ziehen Sie den Griff nach oben und stellen Sie die Lendenstütze auf eine angenehme Tiefe ein. Lassen Sie den Griff los um die Position der Lendenstütze zu fixieren.



Ändern Sie die Beweglichkeit des Sitzes, indem Sie den Ring drehen; im Uhrzeigersinn für mehr Festigkeit, gegen den Uhrzeigersinn für mehr Beweglichkeit.

Score[®]

 **Feithspark 5**
9356 BX Tolbert
The Netherlands

 **+31 (0) 594 55 40 00**
 **info@scoreseating.com**
 **scoreseating.com**